

健康を考える私は、  
トレビの水を選ぶ。



仕様

- 本体寸法/幅 25.5×奥行 14.2×高さ 32.4cm
- 質量/約 4.1kg (満水時 約 5.1kg)
- 定格/AC100V (50/60Hz)
- 消費電力/約 220W (待機時: 約 0.5W)
- 電源コード/2.5m
- 給水接続/レバー切替
- 給水方式/吐水出口分岐栓
- 本体過水可能圧(給水圧)/約 70~500kPa
- 使用可能水圧(静水圧)/約 70~750kPa
- 電圧

＜電解能力アップ＞  
アルカリイオン水 3段階+強アルカリイオン水 1段階、  
酸性水 1段階、衛生水 1段階  
＜処理水量＞  
【アルカリ 1.2.3 処理水 100kPa の場合】  
吐水量(約)/アルカリイオン水: 2.38L/分  
処理水(約)/酸性水: 0.12L/分  
【アルカリ 1.2.3 処理水 350kPa の場合】  
吐水量(約)/アルカリイオン水: 5.5L/分  
処理水(約)/酸性水: 0.29L/分

- 浄水カートリッジ (FW-20CM)  
＜ろ過材料＞  
中空糸膜、粒状活性炭、繊維活性炭、不織布
- ろ過能力  
逆浸透膜電流 約 8,000L<sup>1</sup>  
濾り 約 8,000L<sup>2</sup>  
総トリハロメタン 約 8,000L<sup>1</sup>  
など、JIS規格指定 12 物質 + 浄水標準値  
自主規格 8 物質を除去

＜カートリッジの寿命＞  
・使用可能濾水量: 8,000L  
・使用可能日数: 730 日

- メーカー希望小売価格: 280,000円(税別)
- 標準工事費: 14,000円(税別)
- 送料別 (追加送料が必要な場合は別途費用がかかります。)
- 別売品・消耗品
- カートリッジ交換セット
- カートリッジ交換用交換カートリッジ
- カートリッジ交換用交換カートリッジ
- カートリッジ交換用交換カートリッジ
- カートリッジ交換用交換カートリッジ

※1: 逆浸透膜電流 (JIS S3001) に準拠した試験で測定値 80% の値  
※2: 逆浸透膜電流 (JIS S3001) に準拠した試験で測定値 50% の値



FWH-10000  
[JAN:4951704417396]

キッチン環境に合わせて取り付けできます

付属の分岐栓を取り付けた場合

別売品 シングル分岐栓

シャワー式などで付属の分岐栓が取り付けできない場合

3段階のレバーで切替可能

切替レバーを使えば、用途に応じて「アルカリイオン水・浄水」「水道水のシャワー」「水道水の原水」の3段階に切替することができます。

※熱水 (50℃以上) が流れると自動的に分岐栓の熱水吐水口から冷水が流れ、沸騰への流入を防ぎます。

株式会社フジ医療器は、アルカリイオン整水器協議会へ加盟しています。

アルカリイオン水の最新情報をご覧ください。

アルカリイオン整水器  
協議会ホームページ  
<http://www.3aaa.gr.jp/>

●アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご活用頂くことを目的として、当会は日本の関連企業の参加により設立されました。  
●アルカリイオン水の効能・効果に関する学術的調査や、製品の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行っています。

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●アルカリイオン整水器のご注意 ●腎疾患(腎不全、カリウム遊離障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善が見られない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体の弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1~2杯)、2週間程度アルカリイオン水に慣れていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー反応の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間沸騰器には使用しないでください。

⚠ 使用上の注意 ●水道水の水质基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジ寿命に差があります。

ご使用にあたって

○この製品は、保証書をお付けしております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので記載内容をご確認ください。大切に保管してください。  
○この製品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiryoki.co.jp](http://www.fujiryoki.co.jp) フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。 Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号 06-4793-0818

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて  
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、取り返しお電話をいただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! フジ医療器オンラインショップ [www.fujiryoki.shop](http://www.fujiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区東船場1丁目1-22 大江ビル14階  
[www.fujiryoki.co.jp](http://www.fujiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色相が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。



水を選べば  
毎日の暮らしが  
健やかになる



フジ医療器は考えます。  
食の安全と健康的な生活のために

フジ医療器は1954年に創業し、美と健康の総合メーカーとして品質にこだわり続けています。その半数近い年月を、アルカリイオン整水器の販売というカタチで、食の安全と健康的な生活を守る「水」を提供してまいりました。「健康」という観点から食生活の改善が見直されています。飲む水として唯一、医療機器として認証されているアルカリイオン整水器で毎日の暮らしにトレビをプラスしませんか。